





VCS Pathology

اپنا HPV ٹیسٹ کیسے لیں۔




مرحلہ چار

- سواب کو واپس ٹیوب میں رکھیں
- ٹیوب اپنے ڈاکٹر یا نرس کو واپس کریں
- اگر آپکے ذہن میں کوئی سوال ہے تو، اپنے ڈاکٹر یا نرس سے پوچھیں




تیسرا مرحلہ

- کم از کم 10 سیکنڈ تک سواب کو آہستہ سے گھمائیں
- پھر سواب کو ہٹا دیں
- اس سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے



دوسرا مرحلہ

- ایک آرام دہ حالت میں جائیں۔ آپ کھڑے ہو سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں یا لیٹ سکتے ہیں
- اپنی اندام نہنی میں سواب داخل کریں، جو چھوٹے سرخ نشان تک پہنچنا چاہیے (یہ تقریباً آپ کی شہادت کی انگلی کی لمبائی جتنی ہے)



تصاویر دوبارہ تیار کردہ بہ اجازت از: کینسر کونسل وکٹوریہ

پہلا مرحلہ

- اپنا زیر جامہ نیچے کریں
- سرخ ڈھکن کو موڑیں اور سواب باہر نکالیں
- سواب کو دیکھیں نرم نوک کے قریب ترین سرخ نشان کو نوٹ کریں

آپ کا معالج آپ کو سواب فراہم کرے گا

