




آپ خود سروائیکل سکریننگ ٹیسٹ کے لیے اپنا نمونہ کیسے لے سکتی ہیں




مرحلہ 4



مرحلہ 3



مرحلہ 2



مرحلہ 1

- سواب کو واپس ٹیوب میں ڈالیں
- ٹیوب کو بند کر کے اپنے معالج کو دے دیں

اردو | Urdu

- سواب کو نرمی سے کم از کم 10 سیکنڈ تک گھمائیں
- پھر سواب کو باہر نکال لیں
- اس سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے

- آرام دہ پوزیشن اختیار کریں۔ آپ کھڑی ہو سکتی ہیں، بیٹھ سکتی ہیں یا لیٹ سکتی ہیں
- سواب کو اپنے وجائنا (شرمگاہ) کے اندر ڈالیں اور باریک سرخ نشان تک اسے اندر پہنچانے کی کوشش کریں (یہ تقریباً آپ کی شہادت کی انگلی کے برابر لمبائی ہے)

- اپنا انڈرویئر نیچا کریں
- سواب کا ڈھکن گھما کر سواب کو ٹیوب سے باہر نکالیں
- سواب کو دیکھیں اور نرم سرے کے قریب ترین سرخ نشان کو نظر میں رکھیں

آپ کا معالج آپ کو سواب دے گا۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو اپنے معالج سے پوچھیں۔

